

# PRODUTOS PARA MONITORAÇÃO DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL



Indicadores Biológicos Industriais



### Spore Strips

MESA Labs oferece uma linha completa de tiras de esporos para testes de esterilidade em vários ambientes de esterilização



### MesaStrip

Ideal para monitorar processos de esterilização industrial por vapor, vapor de baixa temperatura de formaldeído, óxido de etileno, calor seco, dióxido de cloro e radiação gama



### Releasat

Tiras de esporos e meios de cultura definido para avaliar a eficácia dos processos de esterilização por dióxido de cloro, óxido de etileno e por vapor.



### Industrial Use BIs

MESA oferece uma linha de Uso Industrial de BIs para atender aos requisitos exclusivos para os setores médicos e farmacêuticos.



### Spore Suspensions

Suspensões calibradas de esporos bacterianos adequados para a inoculação direta de produtos para controle dos processos de esterilização por vapor, óxido de etileno, calor seco, peróxido de hidrogênio, radiação entre outros.



### SterilFlex

O indicador Biológico (BI) submersível de livre de vidro para líquidos, projetado especificamente para monitorar alimentos processados termicamente e para fabricação de produtos farmacêuticos



### DriAmp

Apropriado em aplicações com elevadas temperaturas de exposição, ao ar direto ou submersão em óleos e outras soluções que não são baseadas em água, onde os indicadores de tiras de papel tradicionais são difíceis de serem utilizadas



### Stainless Steel Coupons

Com este dispositivo, as tiras de esporos padrão podem ser utilizadas em fornos de calor seco e em outros processos de alta temperatura e também em temperaturas mais extremas



### ProSpore Ampoule

Ampola com esporos para ser usado no monitoramento dos ciclos de esterilização a vapor saturado a 121°C



### MagnaAmp

Indicadores Biológicos Auto-contidos em ampola, para o monitoramento dos processos de esterilização a vapor de líquidos em recipientes ou esterilizadores



### ProAmp

Ideal para a validação da esterilização por vapor de cargas líquidas. Armazenar refrigerado a temperaturas entre 2 - 8°C. Somente para uso industrial



### SterilAmp & 5230

Indicador Biológico Industrial compacto e independente, para monitorar a esterilização por vapor de líquidos em pequenos recipientes



### Apex Discs & BI Products

Projetados especificamente para indústrias farmacêuticas, alimentícias e de dispositivos médicos que utilizam a esterilização por vapor de Peróxido de Hidrogênio (H2O2), pois oferecem discos de aço inoxidável e fitas, bem como suspensões.

Distribuidor Exclusivo para o Brasil:



Cipamed Embalagens Médico-Hospitalares Ltda.

Av. Antonio Gomes da Silva Jr., 745 (Distr. Indl. Lagoinha)

Ribeirão Preto/SP - Brasil - CEP: 14.095-440

Tel. Comercial: (16) 4141 1939 / 98114 3344

Tel. Indústria: (16) 3965 6112 / 3965 6212

www.cipamedembalagens.com.br

email: fabio@cipamed.com.br

Certificados:



MesaBI  
by Mesa Labs